

DEFIBRILLATOREN RETTEN LEBEN!

Jeder kann es! Jeder darf es!

Im Notfall Ruhe bewahren!

Opfer und sich selbst aus dem Gefahrenbereich bringen.

Wenn keine Reaktion und keine Atmung,
Notruf absetzen, nach Hilfe rufen und
Defibrillator holen lassen.

Oberkörper freimachen.

Sofort mit der **Herzdruckmassage** (HLW) beginnen!

30x drücken, 2x beatmen (falls geübt).

Ansonsten nur Herzdruckmassage 100-120/min.

Defibrillator einschalten.

Folgen Sie den Sprachanweisungen und
Piktogrammen.

Sie können nichts verkehrt machen!

Vorbereiten des Patienten.

Starke Brustbehaarung an den Klebestellen
rasieren. Nasse oder fettige Haut trocknen.

Bei Frauen Büstenhalter entfernen.

Zubehör ist in der Transporttasche.

Elektroden anbringen wie auf der Grafik
abgebildet.

Korrekte Elektrodenplatzierung bei
Erwachsenen und Kindern > 8 Jahren.

Nach Aufforderung die **leuchtende Schocktaste**
drücken.

**Während der Schockabgabe den Patienten
nicht berühren!**

Fahren Sie im **Wechsel** mit **Herzdruckmassage**,
Beatmen (falls geübt) und **Schocken** (falls
erforderlich) fort.

Fortsetzen bis der Notarzt eintrifft oder
der Patient wieder reagiert.

1



Prüfen

Person laut ansprechen,
an den Schultern rütteln,
Atmung kontrollieren.
Eigenschutz beachten!

Rufen



Drücken



2



5 cm tief drücken




Beatmen nur, wenn
trainiert und mit
Beatmungshilfsmitteln




3




1. Einschalten



2. Grüne
Lasche ziehen




3. Schutzfolie
aufreißen





4. Elektroden
entnehmen

4




5



6



7



Bei vollautomatischen Defibrillatoren
wird der Schock nach Abzählen 3 - 2 - 1
automatisch ausgelöst!

8



5 cm tief drücken



Beatmen nur, wenn
trainiert und mit
Beatmungshilfsmitteln



Android



iOS



CISALI